

Specifications

● 있음 ○ 없음

■ 수동점 획득 도구

	Lite	Basic	Standard
· 십자선 점	○	○	○
· 마우스 선택 점	○	○	○
· 사용자 키 입력	○	○	○

■ 자동점 획득 도구

· 십자선 자동점 검출	○	○	○
· 마우스 선택 자동점 검출	○	○	○
· 선 세지 점 검출	○	○	○
· 선 도구	○	○	○
· 박스 도구 (최대, 최소, 평균)	○	○	○
· 원 도구	○	○	○
· 호 도구	○	○	○
· 사각형	○	○	○
· 슬롯	○	○	○
· 자동 이상 점 제거	○	○	○

■ 측정 도구

· 점, 선, 원, 타원, 타원 호, 라운드 슬롯, 평면, 자유선	○	○	○
· 형상 감지 도구	○	○	○
· 사용자 정의 측정 도구	○	○	○

■ 생성 도구

· 점, 선, 원, 사각형, 타원, 호, 슬롯, 평면, 라운드, 2D 도구	○	○	○
· 분할 및 중첩, 교차점, 각 이동원인	○	○	○
· 개체 이동/회전/복사	○	○	○
· 진원도, 원호도, 평행도, 직각도, 경사도, 동심도	○	○	○

■ 정렬 도구

· 2D 평면 이동 정렬, 3D 평면 이동 정렬	○	○	○
· 3D 평면 이동 정렬, Y축 평면 이동 정렬	○	○	○
· Y축 회전 정렬, X축 회전 정렬	○	○	○
· Z축 회전 이동 정렬	○	○	○
· 사용자 키 입력 정렬	○	○	○

■ 파트 프로그램

· 작업이력 생성 / 편집 관리	○	○	○
-------------------	---	---	---

■ CAD/CAM 호환

	Lite	Basic	Standard
· Export	○	○	○

■ 보조선

· 십자선	○	○	○
· 사각형, 원	○	○	○
· 각자무늬	○	○	○

■ 교정 (Calibration)

· 수동 교정	○	○	○
· 자동 교정	○	○	○

■ PCS

· 다중 PCS 생성/관리	○	○	○
----------------	---	---	---

■ 주석

· 점, 선, 원, 타원, 사각형, 화살표, 문자상자	○	○	○
· 측정 데이터 오버레이	○	○	○

■ 결과 창

· 기본 결과 창	○	○	○
· 사용자 정의 결과 창	○	○	○
· 측정 결과 상세보기 창	○	○	○
· 통계 결과 창	○	○	○

■ 리포트

· Microsoft Excel, CSV, 파일 출력	○	○	○
· 표준 리포트	○	○	○
· 사용자 리포트	○	○	○

■ 다국어 지원

· 한국어, 영어, 일어	○	○	○
---------------	---	---	---

■ 추가 모듈

· Tiling	○	○	○
· Multi-Focus	○	○	○
· 초점표시기	○	○	○

■ 지원 스테이지(현미경)

	Lite	Basic	Standard
· Olympus (STM6 계열)	○	●	●
· Nikon (MM 계열)	○	●	●
· Mitutoyo (RL, MF 계열)	○	●	●
· Heidenhain (ND 계열)	○	●	●
· Anilam (Wizard 계열)	○	●	●
· UNION (DH2 계열)	○	●	●
· Rational(VMS 계열)	○	●	●
· 투영기	●	○	○

■ 지원 영상 장치

· WDM(Windows Device Model) 을 지원하는 모든 영상 장치	○	●	●
· Frame Grabber	○	●	●
- XTVision	○	●	●
- Tomoro Frame Grabber	○	●	●
- Meteor I	○	●	●
- Meteor II (Digital, Multi-Channel, Camera Link)	○	●	●
- PIX 200L	○	●	●
- FlashBus MV Lite	○	●	●
- VideoHome GrabBeeX	○	●	●
· Digital Camera	○	●	●
- XTCAM (DF1, D130, D140, D200)	○	●	●
- Tomoro DigCAM(I, II)	○	●	●
- MoticCAM-1000	○	●	●
- ARTCAM (130M,300)	○	●	●

XTMeasure Lite는 투영기 전용 프로그램입니다.

상기 Spec은 예고 없이 변경되거나 추가될 수 있습니다.

시스템 요구사항

프로세서 : Pentium3 700MHz 이상/ 메모리 : 256 이상

운영체제 : Microsoft Windows 200, XP, 2003, Vista

www.saramsoft.com

SARAMSOFT

[주] 사람소프트

support@saramsoft.com Tel : 031-388-0100